


可視ATR蛍光分光測定装置 VA - 10FS

特許出願中

薄膜評価の新たな手法



- ・全反射減衰を用いた
反射率ディップの測定
- ・エバネッセント場による
蛍光増強の分光測定

溶液、粉体...各種サンプル鋭意測定中
お気軽にお問い合わせ下さい

Alq₃薄膜の蛍光測定



西進商事株式会社

本社 〒650-0047 神戸市中央区港島南町1-4-4 TEL 078-303-3810 FAX 078-303-3822
東京支店 〒105-0012 東京都港区芝大門2-12-7 TEL 03-3459-7491 FAX 03-3459-7499
名古屋営業所 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-24-30 TEL 052-586-4741 FAX 052-586-4796
北海道営業所 〒060-0002 札幌市中央区北二条西1丁目10 TEL 011-221-2171 FAX 011-221-2010
ホームページ <http://www.seishin-syoji.co.jp>