

標準物質の取り扱い専門商社

～ 各種標準物質 取り扱っております ～

弊社は、ありとあらゆる分野の標準物質を取り扱っております。
何かお探しのものがあれば、何なりとご相談下さい。

[主要取り扱いメーカー]

海外

NIST, IRMM, BAM, LGC, JK, BAS, IRSID, MBH, BRAMMER, ARMI, ALCOA, ALCAN, CANMET, NRC, OAK RIDGE, SPEX Cerfiprep (輸入総代理店) 等

国内

日本分析化学会 (総代理店)、産業技術総合研究所 (販売代理店)
日本鉄鋼連盟、日本軽金属、日本セラミックス協会 等

円高差益キャンペーン再開しました。

輸入品を対象に値下げを実施しております。この機会に是非ご検討ください。
(2010年2月まで)

比重分離用重液 (ポリタングステン酸ナトリウム)



ドイツ SOMETU社

ポリタングステン酸ナトリウムは従来の重液と違い無毒です。比重2.5～3.0程度のサンプルを比重分離するのに最適です。

- 【使用例】
- 岩石の比重分離
 - 廃棄物中金属の比重分離
 - 香辛料と土砂の比重分離

樹脂、プラスチックの凍結粉碎に!

SPEX No.6770 フリーザーミル



SPEX No.6770 フリーザーミルは常温での粉碎が困難な、樹脂、プラスチック、電子基板等の粉碎を可能にし、前処理の時間短縮を実現できます。

SEISHIN

標準物質専門商社

西進商事株式会社

<http://www.seishin-syoji.co.jp/>

本社 〒650-0021 神戸市中央区三宮町1丁目2番地1号(三神ビル)
TEL.(078)391-5391 FAX.(078)331-5735
東京支店 〒105-0012 東京都港区芝大門2丁目12番地7号(RBM芝パークビル)
TEL.(03)3459-7491 FAX.(03)3459-7499
名古屋営業所 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1丁目24番地30(名古屋三井ビル本館)
TEL.(052)586-4741 FAX.(052)586-4796
北海道営業所 〒060-0002 札幌市中央区北二条西1丁目10番地(ピア2・1ビル)
TEL.(011)221-2171 FAX.(011)221-2010