

大気環境分析用 ICP標準液

PM2.5, 有害大気汚染物質の無機元素分析に対応！！
XSTC-1667, XSTC-1668 (2本1セット)

XSTC-1667

元素 (9種) *As, Hf, Sb, Se, Si, Ta, Ti, V, W*

ラベル値 10 mg/L 均一

マトリックス 2% HNO₃ / tr HF / tr 酒石酸

容量 100 ml

XSTC-1668

元素 (23種) *Al, Ba, Be, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, K, La*
Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Rb, Sc, Sm, Th, Zn

ラベル値 10 mg/L 均一

マトリックス 5% HNO₃

容量 100 ml

※その他にも大気環境の分析に役立つ標準物質を取り扱っております。

NIST(アメリカ国立標準技術研究所)

SRM1648a Urban Particulate Matter

SRM2783 Air Particulate on Filter Media

NIES(国立環境研究所)

No.8 自動車排出粒子

No.28 都市大気粉塵

NMIJ(産業技術総合研究所)

7308-a トンネル粉じん

標準物質の専門商社 西進商事株式会社

本社: 〒650-0047 神戸市中央区港島南町1-4-4
TEL(078)303-3810(代) FAX(078)303-3822
東京支店: 〒105-0012 東京都港区芝大門2-12-7(RBM芝パークビル)
TEL(03)3459-7491(代) FAX(03)3459-7499
名古屋営業所: 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-24-30(名古屋三井ビル本館)
TEL(052)586-4741(代) FAX(052)586-4796
北海道営業所: 〒060-0002 札幌市中央区北2条西1-10(ピア2・1ビル)
TEL(011)221-2171(代) FAX(011)221-2010