

一般社団法人 日本環境測定分析協会では、2013年11月から
排水及び環境水に対応する標準物質の頒布を開始します！

模擬排水標準物質 陰イオン成分分析用

JEMCA 0002-1、JEMCA 0002-2

この度(一社)日本環境測定分析協会では、技能試験試料調製技術を活用して水標準物質「陰イオン成分分析用」を作製いたしましたので、ご案内申し上げます。

特 徴

- 本標準物質は、水中の陰イオン成分を値付けした標準物質で、2本1組になっております。
- 本標準物質は、イオンクロマトグラフ法や流れ分析法などを用いた排水及び環境水分析の精度管理にご使用いただけます。
- 試験所の内部精度管理及び技能試験結果のフォローアップなどに活用することで、各試験所における環境分析分野の技能・技術力向上にお役立ていただけます。
- 分析試料と本標準物質とを併行して分析することで、用いた分析方法と分析値の妥当性をご確認いただけます。

製品番号 JEMCA 0002-1、JEMCA 0002-2
標準物質名称 模擬排水標準物質 陰イオン成分分析用
形状・内容量 液体・ポリエチレン瓶 500mL 2本1組

成分及び特性値

成分	製品番号	
	JEMCA 0002-1	JEMCA 0002-2
	(mg/L)	(mg/L)
ふっ化物イオン	0.98	0.79
塩化物イオン	79.7	69.7
硝酸イオン	15.8	18.8
硫酸イオン	4.9	3.9

特性値は、当協会実施の技能試験で得られた付与値を採用しております。本標準物質配付時に特性値証明書及び技能試験報告書を同封致します。



頒布価格

区 分	価 格 (消費税、送料込)
一 般	12,000円/組
(一社)日本環境測定分析協会正会員	10,000円/組

【購入申し込み・問い合わせはこちらまで】

購入申し込み先 ◆「(一社)日本環境測定分析協会標準物質申し込み書」にてお申し込み下さい◆
西進商事 株式会社 東京支店
〒105-0012 東京都港区芝大門 2-12-7 RBM 芝パークビル
TEL: 03-3459-7491 FAX: 03-3459-7499 Email: info@seishin-syoji.co.jp

技術的問い合わせ先 (一社)日本環境測定分析協会 標準物質委員会事務局
〒134-0084 東京都江戸川区東葛西 2-3-4 JEMCA ビル
TEL: 03-3878-2811 FAX: 03-3878-2639 Email: info@jemca.or.jp