

米国 SPEX 社製

ICH Q3D 対応 混合標準溶液

「ISO/IEC 17025, ISO/IEC GUIDE34 共に A 2 L A より認定取得」

「NIST トレーサブル (SI トレーサブル)」

●ファーストスクリーニング用混合標準溶液 3本セット

(暗所保存・未開封状態で弊社出荷より保証期間 12ヶ月)

ICH Q3D 全規制元素対応スクリーニング用混合標準溶液！！

低濃度元素への干渉を考慮し、高濃度元素は 30 µg/ml で統一しております。

XSTC-2071	元 素	Ir,Os,Pd,Pt,Rh,Ru	30 µg/ml
	マトリックス	15%HCl	
	容 量	100ml	
XSTC-2072	元 素	Au,Hg	30 µg/ml
	マトリックス	10%HCl/1% HNO ₃	
	容 量	100ml	
XSTC-2073	元 素	Ag,Ba,Co,Cr,Cu,Li,Mo,Ni,Sb,Se,Sn,V	30 µg/ml
		As	15 µg/ml
		Cd,Pb,Tl	5 µg/ml
	マトリックス	5% HNO ₃ /TR TART/TR HF	
	容 量	100 ml	

●経口定量用混合標準溶液

(暗所保存・未開封状態で弊社出荷より保証期間 6ヶ月)

XSTC-2046	元 素	Ni	200 µg/ml
		V	100 µg/ml
		Co	50 µg/ml
		Hg	30 µg/ml
		As	15 µg/ml
		Cd,Pb	5 µg/ml
	マトリックス	5% HNO ₃	
容 量	100 ml		

●注射定量用混合標準溶液 2本セット

(暗所保存・未開封状態で弊社出荷より保証期間 12ヶ月)

XSTC-2074	元 素	Hg	3 µg/ml	
	マトリックス	2% HNO_3 /1% HCl		
	容 量	100 ml		
XSTC-2075	元 素	Cu	300 µg/ml	
		Li	250 µg/ml	
		Sb	90 µg/ml	
		Ni	20 µg/ml	
		As	15 µg/ml	
		V	10 µg/ml	
		Co,Pb	5 µg/ml	
		Cd	2 µg/ml	
	マトリックス	2% HNO_3 /TR TART/TR HF		
	容 量	100 ml		



西進商事株式会社

本 社	兵庫県神戸市中央区港島南町 1-4-4	TEL : 078-303-3810	FAX : 078-303-3822
東 京 支 店	東京都港区芝大門 2-12-7	TEL : 03-3459-7491	FAX : 03-3459-7499
名古屋営業所	愛知県名古屋市中村区名駅南 1-24-30	TEL : 052-586-4741	FAX : 052-586-4796
北海道営業所	北海道札幌市中央区北二条西 1-10	TEL : 011-221-2171	FAX : 011-221-2010

<http://www.seishin-syoji.co.jp/> E-mail: info@seishin-syoji.co.jp