



ICP, ICP-MS 分析用

# ICH Q3D対応 混合標準液

- ◇ 米国SPEX CertiPrep 社は、  
ISO・IEC17025、ISO/GUIDE34 共に A2LAより認証取得。
- ◇ NISTトレーサブル (SIトレーサブル) の混合標準液 (認証標準物質) です。  
「ICH Q3D全規制元素対応スクリーニング用混合標準液」、  
ICH Q3Dの規制値に合わせた「経口定量用混合標準液」、  
「注射定量用混合標準液」をラインナップしております。

## ◆ファーストスクリーニング用混合標準液 3本セット◆

(暗所保存・未開封状態で弊社出荷より保証期間 12ヶ月)

低濃度元素への干渉を考慮し、高濃度元素は **30 $\mu$ g/ml** で統一！！

|                  |        |                                    |                  |
|------------------|--------|------------------------------------|------------------|
| <b>XSTC-2071</b> | 元 素    | Ir,Os,Pd,Pt,Rh,Ru                  | 30 $\mu$ g/ml 均一 |
|                  | マトリックス | 15%HCl                             |                  |
|                  | 容 量    | 100ml                              |                  |
| <b>XSTC-2072</b> | 元 素    | Au,Hg                              | 30 $\mu$ g/ml 均一 |
|                  | マトリックス | 10%HCl/1% HNO <sub>3</sub>         |                  |
|                  | 容 量    | 100ml                              |                  |
| <b>XSTC-2073</b> | 元 素    | Ag,Ba,Co,Cr,Cu,Li,Mo,Ni,Sb,Se,Sn,V | 30 $\mu$ g/ml    |
|                  |        | As                                 | 15 $\mu$ g/ml    |
|                  |        | Cd,Pb,Tl                           | 5 $\mu$ g/ml     |
|                  | マトリックス | 5% HNO <sub>3</sub> /TR TART/TR HF |                  |
|                  | 容 量    | 100 ml                             |                  |

◆経口定量用混合標準液◆

(暗所保存・未開封状態で弊社出荷より保証期間 6 ヶ月)

|                  |        |                     |           |
|------------------|--------|---------------------|-----------|
| <b>XSTC-2046</b> | 元 素    | Ni                  | 200 µg/ml |
|                  |        | V                   | 100 µg/ml |
|                  |        | Co                  | 50 µg/ml  |
|                  |        | Hg                  | 30 µg/ml  |
|                  |        | As                  | 15 µg/ml  |
|                  |        | Cd,Pb               | 5 µg/ml   |
|                  | マトリックス | 5% HNO <sub>3</sub> |           |
|                  | 容 量    | 100 ml              |           |

◆注射定量用混合標準液 2本セット◆

(暗所保存・未開封状態で弊社出荷より保証期間 12 ヶ月)

|                  |        |                            |         |
|------------------|--------|----------------------------|---------|
| <b>XSTC-2074</b> | 元 素    | Hg                         | 3 µg/ml |
|                  | マトリックス | 2%HNO <sub>3</sub> /1% HCl |         |
|                  | 容 量    | 100 ml                     |         |

|                  |        |                                    |           |  |
|------------------|--------|------------------------------------|-----------|--|
| <b>XSTC-2075</b> | 元 素    | Cu                                 | 300 µg/ml |  |
|                  |        | Li                                 | 250 µg/ml |  |
|                  |        | Sb                                 | 90 µg/ml  |  |
|                  |        | Ni                                 | 20 µg/ml  |  |
|                  |        | As                                 | 15 µg/ml  |  |
|                  |        | V                                  | 10 µg/ml  |  |
|                  |        | Co,Pb                              | 5 µg/ml   |  |
|                  |        | Cd                                 | 2 µg/ml   |  |
|                  | マトリックス | 2% HNO <sub>3</sub> /TR TART/TR HF |           |  |
|                  | 容 量    | 100 ml                             |           |  |



全ての商品に保証書(認証書)が付きます。



西進商事株式会社

|        |                       |                    |                    |
|--------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 本 社    | 兵庫県神戸市中央区港島南町 1-4-4   | TEL : 078-303-3810 | FAX : 078-303-3822 |
| 東京支店   | 東京都港区芝大門 2-12-7       | TEL : 03-3459-7491 | FAX : 03-3459-7499 |
| 名古屋営業所 | 愛知県名古屋市中村区名駅南 1-24-30 | TEL : 052-586-4741 | FAX : 052-586-4796 |
| 北海道営業所 | 北海道札幌市中央区北二条西 1-10    | TEL : 011-221-2171 | FAX : 011-221-2010 |

http://www.seishin-syoji.co.jp/ E-mail: info@seishin-syoji.co.jp