

ICP, ICP-MS 分析用

# ICH Q3D対応 混合標準液

- ◇ 米国SPEX CertiPrep 社は、  
ISO・IEC17025、ISO/GUIDE34 共に A2LAより認証取得。
- ◇ NISTトレーサブル (SIトレーサブル) の混合標準液 (認証標準物質)です。  
「ICH Q3D全規制元素対応スクリーニング用混合標準液」、  
ICH Q3Dの規制値に合わせた「経口定量用混合標準液」、  
「注射定量用混合標準液」をラインナップしております。
- ◇ 全ての商品に保証書(認証書)が付きます。

## ◆ファーストスクリーニング用混合標準液◆

(暗所保存・未開封状態で弊社出荷より保証期間 12 ヶ月)

低濃度元素への干渉を考慮し、高濃度元素は **30µg/ml** で統一！！

<Hg 含有タイプ> ※ICP-MS での Hg 分析はメモリー効果を考慮する必要性が有ります。

XSTC-2071	元 素 マトリックス 容 量	Ir,Os,Pd,Pt,Rh,Ru 15%HCl 100ml	30 µg/ml 均一
XSTC-2072	元 素 マトリックス 容 量	Au,Hg 10%HCl/1% HNO <sub>3</sub> 100ml	30 µg/ml 均一
XSTC-2073	元 素 マトリックス 容 量	Ag,Ba,Co,Cr,Cu,Li,Mo,Ni,Sb,Se,Sn,V As Cd,Pb,Tl 5% HNO <sub>3</sub> /TR TART/TR HF 100 ml	30 µg/ml 15 µg/ml 5 µg/ml

<Hg 非含有タイプ> ※Hg を別ボトルにて準備しております。(XSTC-2074)

XSTC-2071A	元 素 マトリックス 容 量	Au,Ir,Os,Pd,Pt,Rh,Ru 15%HCl 100ml	30 µg/ml 均一
XSTC-2073	元 素 マトリックス 容 量	Ag,Ba,Co,Cr,Cu,Li,Mo,Ni,Sb,Se,Sn,V As Cd,Pb,Tl 5% HNO <sub>3</sub> /TR TART/TR HF 100 ml	30 µg/ml 15 µg/ml 5 µg/ml

◆経口定量用混合標準液◆

<Hg 含有タイプ>

※ICP-MS での Hg 分析はメモリー効果を考慮する必要性が有ります。  
(暗所保存・未開封状態で弊社出荷より保証期間 6 ヶ月)

XSTC-2046	元 素	Ni	200 µg/ml
		V	100 µg/ml
		Co	50 µg/ml
		Hg	30 µg/ml
		As	15 µg/ml
		Cd,Pb	5 µg/ml
	マトリックス 容 量		5% HNO <sub>3</sub> 100 ml



<Hg 非含有タイプ>


※Hg を別ボトルにて準備しております。(XSTC-2074)  
(暗所保存・未開封状態で弊社出荷より保証期間 12 ヶ月)

XSTC-2046A	元 素	Ni	200 µg/ml
		V	100 µg/ml
		Co	50 µg/ml
		As	15 µg/ml
		Cd,Pb	5 µg/ml
	マトリックス 容 量		5% HNO <sub>3</sub> 100 ml

◆注射定量用混合標準液◆

(暗所保存・未開封状態で弊社出荷より保証期間 12 ヶ月)

XSTC-2074	元 素	Hg	3 µg/ml	
	マトリックス	2%HNO <sub>3</sub> /1% HCl		
	容 量	100 ml		
XSTC-2075	元 素	Cu	300 µg/ml	
		Li	250 µg/ml	
		Sb	90 µg/ml	
		Ni	20 µg/ml	
		As	15 µg/ml	
		V	10 µg/ml	
		Co,Pb	5 µg/ml	
		Cd	2 µg/ml	
	マトリックス	2% HNO <sub>3</sub> /TR TART/TR HF		
	容 量	100 ml		



西進商事株式会社 <http://www.seishin-syoji.co.jp/>

E-mail: [info@seishin-syoji.co.jp](mailto:info@seishin-syoji.co.jp)

本 社 兵庫県神戸市中央区港島南町 1-4-4 TEL : 078-303-3810  
 東京支店 東京都港区芝大門 2-12-7 TEL : 03-3459-7491  
 名古屋営業所 愛知県名古屋市中村区名駅南 1-24-30 TEL : 052-586-4741  
 北海道営業所 北海道札幌市中央区北二条西 1-10 TEL : 011-221-2171

FAX : 078-303-3822  
 FAX : 03-3459-7499  
 FAX : 052-586-4796  
 FAX : 011-221-2010